



Barkey S-line C&G

Sicherer Flüssigkeitswärmer

► Erwärmt Flüssigkeiten wie Zellkulturmedien sowie Blut und zelluläre Produkte, die in Laboren und Produktion verwendet werden.

► Die voreingestellte Temperatur ermöglicht eine einfache Benutzung.

► Warnt den Benutzer im Falle eines Fehlers mit einem optischen und akustischen Alarm.

► One-Touch-Steuerung und keine Verbrauchsmaterialien erforderlich.



Sicherheit

- integrierte Temperatursensoren
- Übertemperaturalarm
- glatte Oberflächen ermöglichen eine einfache Desinfektion
- Betriebssicherheit durch voreingestellte Temperatur

Anwendung

Ein sicheres und zuverlässiges System, das die Erwärmung von zellulären Produkten in allen Phasen des Technologietransfers unterstützt. Barkey S-line C&G ist für C&G Forschung & Entwicklung bis hin zur Herstellung geeignet.

Services

- Installation Qualification (IQ)
- Operational Qualification (OQ)
- Performance Qualification (PQ)
- Preventive Maintenance (PM)

Produkt	Barkey S-line C&G
Netzanschluss	100-240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	115-139 VA
Temperatureinstellung	+39°C
Länge Wärmeprofil	1,5 m
Passend für Infusionssetdurchmesser	5 mm
Anschlussleitung	3 m
Gewicht	ca. 1,3 kg
Schutzklasse	I, Schutzerdung
Feuchtigkeitsschutz	IP X2
Kennzeichnung	CE