




# Barkey TCP Logging Tool

## Elektronische Dokumentationssoftware

- Dokumentation von Datum, Uhrzeit, Temperatur und ausgewähltem Programm.
- Dokumentation von Benutzer ID und/oder Barcodes der Konserven.
- Verbindet Barkey plasmatherm, plasmatherm V, plasmatherm C&G und variatherm mit Ihrem Computer/Netzwerk.
- Exportieren Sie Daten nach MS Excel\* und rufen Sie bereits dokumentierte Daten schnell auf.
- Mehrsprachiges Menü.
- Automatische Dokumentation aller Änderungen am Barkey Gerät (z. B. Einstellung einer neuen Programmdauer).



#### DATENBEREICH

- Benutzer ID (sofern eingescannt)
- Seriennummer des verbundenen Barkey plasmatherm TCP
- Sample ID 1–8 (sofern eingescannt)
- IP Adresse
- Speicherpfad

#### PROGRAMMBEREICH

- Programmanzeige (z. B. Plasma oder Blut)
- Start, Ende, Maximum der Temperaturen mit Datum und Uhrzeit

#### EREIGNIS- & DIAGRAMMANANSICHT

- Live Ansicht mit Dokumentation der Temperatur im Sekundentakt (nur in Kombination mit Barkey varitherm)

► Kompatibel mit Win 10.

► Optional: IQ/OQ/PQ des TCP Logging Tool.

► Ergänzend zu Ihrem Qualitätsmanagement

► Nur varitherm: Dokumentation der Temperatur im Sekundentakt.