



Barkey *vialguard*

Barkey **vialguard**

Zubehör für plasmatherm C&G und varitherm



▶ Zubehör für automatisiertes Trockentemperieren im Barkey plasmatherm C&G und Barkey varitherm.

▶ Liegt sicher zwischen dem oberen und unteren Temperierkissen, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten.

▶ Glattes, flexibles Design, um die Vials während des Auftauprozesses sicher zu positionieren.

▶ Ermöglicht einfache Erstellung reproduzierbarer SOPs.

▶ Ermöglicht gleichzeitiges Auftauen mehrerer Vials verschiedener Größen.

▶ Kann mit Standard-Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Produkt	Barkey vialguard
Material	Silikon
Farbe	transparent
Maße	400 x 275 x 2 mm (L x B x T)
Maße Ausschnitte	125 x 25 mm
Gewicht	100 g
Zertifizierung	CE