



Trockenes Erwärmen
von Babyflaschen
und Spritzen

**5 Jahre
Garantie**

Barkey clinitherm baby

Babys sind sensible Patienten und gerade hier ist der Hygieneaspekt bei der Erwärmung von Babynahrung entscheidend – das Barkey clinitherm baby erwärmt Babyflaschen sicher, trocken und keimfrei.

Die Vorteile im Überblick

- Geeignet zur sicheren Erwärmung von Babynahrung
- Hohe Hygienestandards durch Trocken-erwärmung
- Verwendbar für verschiedene Flaschen-größen und -durchmesser
- Reduziereinsätze für flexible Handhabung verschiedener Flaschen/Spritzen und Durchmesser (optional)
- Einfache Handhabung durch Ein/Aus Schalter
- Stufenlose Temperatureinstellung von +20°C bis +60°C
- Verfügbar in verschiedenen Größen
- Sicherheit durch abgerundete Kanten
- Leichte Reinigung durch Wischdesinfektion
- Spülmaschinenfeste Reduziereinsätze
- Elektronischer und mechanischer Übertemperaturschutz

Barkey clinitherm baby

Sicherheit

Durch den elektronischen und mechanischen Übertemperaturschutz ist eine Überhitzung von Babynahrung nahezu ausgeschlossen. Somit bleiben wertvolle Inhaltsstoffe der Nahrung erhalten.

Zudem ist das Gerät sehr geräuscharm, wodurch das Barkey clinitherm baby auch in Mutter-Kind-Räumen verwendet werden kann.



Typ	Barkey clinitherm baby
Fassungsvermögen	von 1 bis 25 Flaschen
Formen	rund
Eintauchtiefen	bis 120 mm
Reduziereinsätze	nach Kundenwunsch
Abmessungen	modellabhängig
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Wärmer	Aluminium, eloxiert
Gewicht	modellabhängig
Temperatur	Raumtemperatur bis +60°C

Übertemperatursicherung	elektronisch +65°C, mechanisch +73°C
Netzanschluss	230 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	modellabhängig
Stromaufnahme	modellabhängig
Stromsicherung	modellabhängig
Schutzklasse	I, Schutzerdung
Lagerung/Transport	-20°C bis +50°C
Kennzeichnung	CE
Barkey ist zertifiziert	DIN EN ISO 13485

* Auf Wunsch können Sie die Basismodelle als Sonderanfertigungen für die hauseigenen Anforderungen verändern lassen.